























## Bedeutung der Symbole

Symbol	Kurzbeschreibung
	Logo
	Vollständige Adresse des Herstellers
	Medizinprodukt (Medical Device)
	Herstellungsdatum
	verwendbar bis Datum
	Sterilisationsverfahren mit einfachem Sterilbarrieresystem
	
	nicht erneut sterilisieren
	nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt
 0482	CE Kennzeichnung + Kennnummer der Benannten Stelle
	nicht wiederverwenden
	Artikel Nummer / REF Nummer
	Fertigungscharge / LOT-Nr.
	Eindeutige Produktidentifizierung
	ggf. grüner Punkt
	Trocken aufbewahren
	vor Sonnenlicht schützen
<b>DIN</b>	DIN mit Nummer
	hier öffnen
	Vertrieb durch
	Material-Code Papier und Pappe/ Kunststoff
	Material-Code Papier
	Triman + Info-Tri (für Frankreich)
HH2 10/24	Status des Druckbild vom Oktober 2024